

FICHA TÉCNICA

C-003 SOPORTE BOTELLA DE OXÍGENO


CAMILLAS

ACCESORIOS




Especificaciones

- ▷ Soporte boterra de oxígeno compatible con todas las camillas.
- ▷ Diseñado para sostener una botella de oxígeno de 2l durante el transporte.
- ▷ Capacidad de carga de hasta $3,9 \text{ Kg} \pm 5\%$.
- ▷ Facilidad de uso gracias a un sencillo sistema de fijación.
- ▷ Resistente a condiciones de temperatura de -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$, y humedad del 5 - 95 %.
- ▷ Accesorio extraíble.



DIMENSIONES Y PESO

	C-003
H1 Largo (mm)	180
H2 Altura instalación (mm)	44,25
L Longitud cinturón (mm)	414
A Ancho (mm)	25
Peso (Kg)	0,4



PRODUCTOS RELACIONADOS



SERIE JÚPITER 880



SERIE 241



BRAVA



SILVER



SUPERBRAVA



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com

01-2024