


FICHA TÉCNICA

C-041 SOPORTE CORPULS JUPITER / 241

CAMILLAS MECÁNICAS

ACCESORIOS


CERTIFIED
10G

- ▷ Soporte compatible para TG-880 y TG-241.
- ▷ Capacidad de hasta 15 Kg.
- ▷ Posibilidad de posicionar en el largo del perfil.
- ▷ Accesorio móvil.



DIMENSIONES Y PESO

	C-041
H Altura (mm)	120
W Ancho (mm)	64
L Longitud (mm)	83
Peso (Kg)	0,365



PRODUCTOS RELACIONADOS



SERIE TG-241



SERIE TG-880



MONITOR CORPULS

*Externo.

**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com

09-2023