

FICHA TÉCNICA

C-064 KIT BARIÁTRICO CLICK

CAMILLAS ELÉCTRICAS

ACCESORIOS



300 Kg
sin asistencia



Aluminio




- ▷ Accesorio de ensanchamiento central para transporte de pacientes voluminosos.
- ▷ Capacidad de carga de hasta 300kg una vez instalado en la camilla.
- ▷ Instalación en 8 segundos.
- ▷ Facilidad de uso gracias a un sencillo sistema de fijación.
- ▷ Accesorio extraíble.
- ▷ Se suministra con cinturones, colchones laterales y una bolsa de transporte.



DIMENSIONES Y PESO

	C-064
H Altura (mm)	180
L Longitud (mm)	1095
W Ancho de 1 lado (mm)	246
W2 Ancho plegado (mm)	268
Peso (Kg)	11



PRODUCTOS RELACIONADOS



TG-1000



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com

09-2025