

FICHA TÉCNICA

C-090 PALO DE SUERO

ACCESORIOS


EQUIPOS ELÉCTRICOS



CERTIFIED
10G




- ▷ Soporte compatible para TG-1000, la TG-1200 y la TG-2022.
- ▷ Capacidad de hasta 6 Kg.
- ▷ 3 posiciones: plegado, subido a 90° y extendido.
- ▷ En la TG-2022: posibilidad de ponerlo en ambos lados de la camilla.



DIMENSIONES Y PESO

	C-090
H Altura plegado (mm)	96,2
W Altura extendido (mm)	60
L Ancho (mm)	67
Peso (Kg)	0,64



PRODUCTOS RELACIONADOS



TG-2022



TG-1000



TG-1200



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com