

FICHA TÉCNICA

C-101 MESA INSTRUMENTOS BRAVA-SILVER

CAMILLAS ELÉCTRICAS

ACCESORIOS

40 Kg
sin asistencia

Aluminio




- ▷ Mesa de instrumentos compatible con las camillas eléctricas BRAVA, SILVER y SILVER+.
- ▷ Capacidad de carga de hasta 40 Kg.
- ▷ Facilidad de uso gracias a un sencillo sistema de fijación.
- ▷ Sistema de plegado compacto.
- ▷ 2 cinturones cruzados.
- ▷ Accesorio extraíble.



DIMENSIONES Y PESO

		C-101
H1	Altura útil (mm)	478,5
H2	Altura total (mm)	495
H3	Altura plegada (mm)	106
D	Distancia entre patas (mm)	477
L	Longitud (mm)	515
A	Ancho (mm)	530
Peso (Kg)		3,6



PRODUCTOS RELACIONADOS



BRAVA



SILVER

**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com

01-2024