

FICHA TÉCNICA

C-102 MESA INSTRUMENTOS 880-241

CAMILLAS MECÁNICAS

ACCESORIOS

40 Kg
sin asistencia

Aluminio




- ▷ Mesa de instrumentos compatible con las camillas mecánicas de la serie 880 y la 241.
- ▷ Capacidad de carga de hasta 40 Kg.
- ▷ Facilidad de uso gracias a un sencillo sistema de fijación.
- ▷ Sistema de plegado compacto.
- ▷ 2 cinturones cruzados.
- ▷ Accesorio extraíble.



DIMENSIONES Y PESO

		C-102
H1	Altura útil (mm)	459,5
H2	Altura total (mm)	476
H3	Altura plegada (mm)	106
D	Distancia entre patas (mm)	498,5
L	Longitud (mm)	515
A	Ancho (mm)	566
Peso (Kg)		3,6



PRODUCTOS RELACIONADOS



SERIE JÚPITER 880



SERIE 241

**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com

01-2024