



FICHA TÉCNICA

C-104 MESA INSTRUMENTOS TELESCÓPICA SUPERBRAVA

CAMILLAS ELÉCTRICAS


ACCESORIOS

40 Kg
sin asistencia

Aluminio




- ▷ Mesa de instrumentos compatible con la camilla eléctrica SUPERBRAVA.
- ▷ Capacidad de carga de hasta 40 Kg.
- ▷ Mesa telescópica con variación de alturas.
- ▷ Facilidad de uso gracias a un sencillo sistema de fijación.
- ▷ Sistema de plegado compacto.
- ▷ 2 cinturones cruzados.
- ▷ Accesorio extraíble.



DIMENSIONES Y PESO

		C-104
H1	Altura útil posición alta (mm)	375
H2	Altura total (mm)	390
H3	Altura útil posición baja (mm)	250
H4	Altura plegada (mm)	71
D	Distancia entre patas (mm)	464
L	Longitud (mm)	515
A	Ancho (mm)	561
Peso (Kg)		4,2



PRODUCTOS RELACIONADOS



SUPERBRAVA

**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com

01-2024