

FICHA TÉCNICA

C-115 KIT SENSOR BRAVOS

RAÍLES ELÉCTRICOS



ACCESORIOS




- ▷ Accesorio compatible con R-1002A / R-1002C / R-1001H / R-1001.
- ▷ Sensor de posición inductivo M8, PNP, NC.
- ▷ Alimentación 12 - 24 V dc.
- ▷ Cable de 2 metros y 3 vías.

DIMENSIONES Y PESO


	C-115
M Métrico	M8
L Longitud del cable (mm)	2000
Peso (Kg)	0,075



PRODUCTOS RELACIONADOS



R-1001H BRAVO



R-1001 BRAVO



R-1002A BRAVO



R-1002C BRAVO



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com