


FICHA TÉCNICA


C-116 SOPORTE SCHILLER JUPITER / 241

CAMILLAS MECÁNICAS

ACCESORIOS




- ▷ Soporte compatible para TG-880 y TG-241.
- ▷ Capacidad de hasta 15 Kg.
- ▷ Posibilidad de posicionar en el largo del perfil.
- ▷ Accesorio móvil.



DIMENSIONES Y PESO

	C-116
H Altura (mm)	120
W Ancho (mm)	67
L Longitud (mm)	100,5
Peso (Kg)	0,475



PRODUCTOS RELACIONADOS



SERIE TG-241



SERIE TG-880



MONITOR SCHILLER



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com

07-2025