

FICHA TÉCNICA

C-117 BOLSA TG-880

CAMILLAS MECÁNICAS


ACCESORIOS



- ▷ Accesorio compatible para TG-880.
- ▷ Bolsa para almacenar accesorios y objetos personales, además de documentos.
- ▷ Adaptable mediante cinta velcro al respaldo de la camilla.
- ▷ Carga máxima 5kg.
- ▷ Capacidad 7,5L

DIMENSIONES Y PESO

	C-117
H Altura (mm)	390
W Ancho (mm)	80
L Longitud (mm)	400
Peso (Kg)	0,20



PRODUCTOS RELACIONADOS



SERIE TG-880



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com