

FICHA TÉCNICA TGA-241

SERIE 241 COMPACTA

EQUIPOS MECÁNICOS



Reclinable



Articulada



Ruedas
bloqueables



Ruedas
giratorias



Aluminio



250 Kg





- ▷ Camilla fabricada en aluminio. Ligera y manejable.
- ▷ Respaldo ajustable con amortiguador.
- ▷ Reposapiernas plegable individual.
- ▷ 1 posición intermedia para facilitar el traslado de la cama a la camilla.
- ▷ Barandillas de seguridad abatibles longitudinalmente.
- ▷ Soporte plegable para gotero intravenoso.
- ▷ Kit de cinturones para hombros, abdomen y piernas.
- ▷ 4 puños telescópicos para facilitar la maniobrabilidad.
- ▷ Las camillas talla S y M tienen las 2 ruedas delanteras giratorias
- ▷ La camilla talla XL tienen 2 las ruedas traseras giratorias.
- ▷ Las camillas talla M4 y M2 tienen las 4 ruedas giratorias.
- ▷ La camilla M2 tiene las horquillas delanteras bloqueables.

DIMENSIONES Y PESO

	S	M	M2	M4	XL
H Altura (mm)	774	855	854	854	964
HC Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	469	559	589	589	668
W Ancho (mm)	572	572	572	572	554
L Longitud (mm)	1951	1951	1951	1951	1951
Peso camilla (Kg)	44,6	46,8	46,5	46,4	49,6


*Camilla no válida para el transporte pediátrico y/o bariátrico



PRODUCTOS RELACIONADOS



R-450S INOX



R-800G



R-419



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com

Rev.1 02-26