



FICHE TECHNIQUE TGA-241

SÉRIE 241 COMPACTE

ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES



Inclinable



Articulée



Roues
verrouillables



Roues
pivotantes



Aluminium



250 Kg





- ▷ Brancard en aluminium. Léger et maniable.
- ▷ Dossier réglable avec amortisseur.
- ▷ Repose-jambes pliable individuellement.
- ▷ 1 position intermédiaire pour faciliter le transfert du lit au brancard.
- ▷ Barrières de sécurité rabattables longitudinalement.
- ▷ Support pliable pour perfusion intraveineuse.
- ▷ Kit de sangles pour les épaules, l'abdomen et les jambes.
- ▷ 4 poignées télescopiques pour faciliter la maniabilité.
- ▷ Les brancards de taille S et M ont 2 roues avant pivotantes.
- ▷ Le brancard de taille XL a 2 roues arrière pivotantes.
- ▷ Les brancards de taille M4 et M2 ont 4 roues pivotantes.
- ▷ Le brancard M2 a des fourches avant verrouillables.

DIMENSIONS ET POIDS

	S	M	M2	M4	XL
H Hauteur (mm)	774	855	854	854	964
HC Hauteur du sol jusqu'à la roue d'attaque (mm)	469	559	589	589	668
W Largeur (mm)	572	572	572	572	554
L Longueur (mm)	1951	1951	1951	1951	1951
Poids brancard (Kg)	44,6	46,8	46,5	46,4	49,6

*Brancard non adapté au transport pédiatrique et/ou bariatrique



PRODUITS CONNEXES



R-450S INOX



R-800G



R-419



KARTSANA

Une innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com

Rev.1 02-26